

Aesculap[®] AdTec[®] single use

Monopolar single use instruments



Aesculap Endoscopic Technology





Aesculap® AdTec® single use



- Single use instruments
- Insulated to the tips
- Ergonomic handle with large contact surface for fingers
- One-to-one tactile feedback
- Shaft 360° rotatable
- Ratched can be deactivated
- Einmal-Instrumente
- Isolation bis an die Maulteile
- Ergonomischer Handgriff mit großen Auflageflächen für die Finger
- Hervorragende Taktilität
- Schaft 360° drehbar
- Sperre deaktivierbar



Single use instruments

	Sterile single use instruments Sterile Einmalinstrumente	
	length: 310 mm / pack containing 5 pieces Länge: 310 mm / Packung à 5 Stück	diam. Ø
	PO840SU METZENBAUM Scissors, tips curved to the left, with monopolar HF pin Schere, Blätter nach links gebogen, mit monopolarem HF Pin	5 mm
	PO841SU MARYLAND Fixation and dissecting forceps, curved, with monopolar HF pin Fass- und Präparierzange, aufgebogen, mit monopolarem HF Pin	5 mm
	PO842SU Pike-mouth forceps with ratcheted handle Hechtmaulzange mit Sperrenhandgriff	5 mm
	PO843SU Atraumatic universal grasping forceps, fenestrated with ratcheted handle Atraumatische Universalfasszange, gefenestert, mit Sperrenhandgriff	5 mm
	PO844SU BABCOCK Tissue – grasping forceps with ratcheted handle Organfasszange mit Sperrenhandgriff	5 mm
	PO845SU BABCOCK Tissue – grasping forceps with ratcheted handle Organfasszange mit Sperrenhandgriff	5 mm

