

Cystofix[®] med grisehalekateter

Til suprapubisk kateterisation

Indikation, anlæggelses sæt

- Ved behov for akut eller midlertidig blærekateterisation

Egenskaber

- Fastholdes i blæren af det krumme kateter

Produktbeskrivelse

- Splittkanyle, længde 5 (pædiatiske), 8 eller 12 cm
- Polyuretan kateter med grisehale, 65 cm, 7 stk. laterale øjne
- Urinopsamlingspose, 2 ltr.
- Leveres præmonteret
- Sterilt pakket

Indikation, skiftesæt

- Skift af kateter med grisehale

Egenskaber

- Fastholdes i blæren af det krumme kateter

Produktbeskrivelse

- Polyuretan kateter med grisehale, længde 65 cm (pædiatiske 50 cm), 7 stk. laterale øjne
- Fiksations-plade
- Urinopsamlingspose, 2 ltr.
- Sterilt pakket



Klart til brug for start

Varenr.	Produktnavn	Salgsenhed pr. æske
4450100	Cystofix anlæggelses sæt, præmonteret 8 cm splittkanyle, Ch10 kateter med grisehale	10 stk.
4450120	Cystofix anlæggelses sæt, præmonteret 12 cm splittkanyle, Ch10 kateter med grisehale	10 stk.
4450130	Cystofix anlæggelses sæt, præmonteret 12 cm splittkanyle, Ch15 kateter med grisehale	10 stk.
4450150	Cystofix anlæggelses sæt, præmonteret 12 cm splittkanyle, Ch10 kateter med grisehale og 2 l urinpose	10 stk.
4450160	Cystofix anlæggelses sæt, præmonteret 8 cm splittkanyle, Ch10 kateter med grisehale og 2 l urinpose	10 stk.
4450170	Cystofix anlæggelses sæt, præmonteret 12 cm splittkanyle, Ch15 kateter med grisehale og 2 l urinpose	10 stk.
4441036	Cystofix pædiatrisk anlæggelses sæt 5 cm splittkanyle, Ch5 kateter på blød mandarin/stilet med grisehale, 50 cm, konnektor til opsamlingspose	10 stk.
4450180	Cystofix pædiatrisk anlæggelses sæt, præmonteret 5 cm splittkanyle, Ch10 kateter med grisehale, 50 cm og 2 l urinpose	10 stk.
4441001	Cystofix pædiatrisk skiftesæt CH 10 kateter med grisehale, 65 cm, Guide-wire, fiksationsplade	25 stk.
4441150	Cystofix skiftesæt CH 15 kateter med grisehale, Guide-wire	25 stk.