

# PRODUKT DATABLAD

## Cystofix® skiftesæt

Kateterskiftesæt til suprapubisk urinkateterisation



Cystofix®-skiftesættene er beregnet til skift af suprapubisk urinkateter. Cystofix® forefindes med forskelligt indhold: dilatator og guidewire samt sæt med og uden guidewire.

### Fordele:

Silikonekateter med fuldt integreret lav-profil ballon:

- Kort åben spids med 2 laterale øjne
- 40 cm længde med dybdemarkeringer og røntgentråd
- 5 ml ballon
- Godkendt til glycerin
- Guidewire med flexibel spids
- Fremstillet af rustfrit stål med PTFE (Polytetrafluorethylen) belægning for mindre friktion
- 80 cm længde, diameter på 0,035" 0,9 mm
- Kateterprop
- Liggetid, op til 30 dage

Artikel Beskrivelse	Artikelnummer
CYSTOFIX EXCH/5 INT BAL W GUIDE CH10	4450010
CYSTOFIX EXCH/5 INT BAL W GUIDE CH12	4450012
CYSTOFIX EXCH/5 INT BAL W GUIDE CH14	4450014
CYSTOFIX EXCH/5 INT BAL W GUIDE CH16	4450016
CYSTOFIX DILATION INT BAL CH10	4450510
CYSTOFIX DILATION INT BAL CH12	4450512
CYSTOFIX DILATION INT BAL CH14	4450514
CYSTOFIX DILATION INT BAL CH16	4450516
CYSTOFIX EXCH/5 INT BAL WO GUIDE CH12	4450712
CYSTOFIX EXCH/5 INT BAL WO GUIDE CH14	4450714
CYSTOFIX EXCH/5 INT BAL WO GUIDE CH16	4450716
CYSTOFIX EXCH/5 INT BAL WO GUIDE CH18	4450718
CYSTOFIX EXCH/5 INT BAL WO GUIDE CH20	4450720