

Softima® High Flow med filter

1-dels stor tømbar pose med High Flow udløb

Indikation

- Ønske om en stor tømbar pose
- Til brug ved 'High Output' tilstande, 3-6 ltr./døgn

Egenskaber

- 15 mm stort udløb
- Klæber velegnet til enzymrigt output
- Mulighed for tilslutning til opsamlingspose (2 ltr.)
- Effektivt og lækagefrit filter

Produktbeskrivelse

- Blomsterformet hydrokolloid klæber, opklipbar 15 – 76 mm
- Findes i en transperant og en beige udgave
- Rummer 770ml
- Effektivt og lækagefrit filter
- Stort 15 mm udløb, opsamlingsposens studs går udover dette udløb, og reducerer dermed ikke udløbets størrelse



Ekstra propper kan rekvireres uden beregning hos Braun.

- Mulighed for tilslutning af opsamlingspose Flow Collector, 2 ltr.



Varenr.	Produktnavn	Stk./æske
43970N	Softima High Flow m. filter, Beige 15-70mm ✂	30 stk.
43971N	Softima High Flow m. filter, transp. 15-70 mm ✂	30 stk.

Varenr.	Produktnavn	Stk./æske
039900N	Flow Collector, Opsamlingspose, 2L	15 stk.
039901A	Flow Collector, Opsamlingspose, 2L	5 stk.