

Softima® TØMBAR

1-dels pose med Roll'Up udløb – med eller uden konveks

Indikation


- Ileostomi samt kolostomi med behov for en tømbar pose
- Ileostomi med brug for konvek-sitet f.eks. stomier i hud-niveau/tilbagetrukne stomier

Egenskaber

- Konveksplade:
 - Opklipbar 15-35/15-45 mm
 - 4 mm dyb light konveks
 - Tre forudstansede størrelser
- Poser:
 - Tre posestørrelser – mini, midi og maxi på hhv. 300, 570 og 720 ml
 - Diskret Roll'up udløb
 - Blødt non-woven materiale
 - Støjsvag film
 - Integreret sikkert filter

Produktbeskrivelse

- 1-dels tømbar stomipose
- Sikkert filter
- Roll'Up udløb eller High Flow udløb til brug ved stort output
- Blomsterformet hydrokolloid klæber
- Findes med flad plade og med indbygget 4 mm dyb light konveksplade
- Nyt og bredere udløb, der gør tømning og rengøring nemmere og mere hygiejnisk. Nu fylder posen ikke mere end en lukket pose
- Findes nu også med inspektionsvindue, der gør det muligt at observere stomien. Desuden kan det være en hjælp ifm. påsætning af posen.
- Findes i en transparent og en beige udgave



Nyt og endnu mere diskret og hygiejnisk udløb

Nu med inspektionsvindue

| Varenr. | Varenr. m. inspektionsvindue | Produkt navn: poser m. Roll'up | Stk./æske |
|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| - | 41710N | Softima Tømbar Roll'Up Beige mini 15-45 mm ☞ | 30 stk. |
| 41715N | 41716N | Softima Tømbar Roll'Up Beige midi 15-60 mm ☞ | 30 stk. |
| 41815N | - | Softima Tømbar Roll'Up Transparent midi 15-60 mm ☞ | 30 stk. |
| 41725N | - | Softima Tømbar Roll'Up Beige midi 25 mm | 30 stk. |
| 41730N | - | Softima Tømbar Roll'Up Beige midi 30 mm | 30 stk. |
| 41735N | - | Softima Tømbar Roll'Up Beige midi 35 mm | 30 stk. |
| 41740N | - | Softima Tømbar Roll'Up Beige midi 40 mm | 30 stk. |
| - | 41776N | Softima Tømbar Roll'Up Beige maxi 15-70 mm ☞ | 30 stk. |
| Varenr. | Varenr. m. inspektionsvindue | Produkt navn: poser m. Roll'up konveks | Stk./æske |
| 41717N | - | Softima Tømbar Roll'Up Konveks Beige midi 15-35 mm ☞ | 10 stk. |
| 41718N | - | Softima Tømbar Roll'Up Konveks Beige midi 15-45 mm ☞ | 10 stk. |
| 41726N | - | Softima Tømbar Roll'Up Konveks Beige midi 25 mm | 10 stk. |
| 41731N | - | Softima Tømbar Roll'Up Konveks Beige midi 30 mm | 10 stk. |
| 41737N | - | Softima Tømbar Roll'Up Konveks Beige midi 35 mm | 10 stk. |
| 41717N | 41719N | Softima Tømbar Roll'Up Konveks Beige midi 15-35 mm ☞ | 10 stk. |
| 41718N | 41720N | Softima Tømbar Roll'Up Konveks Beige midi 15-45 mm ☞ | 10 stk. |
| 41817N | - | Softima Tømbar Roll'Up Konveks Transp. midi 15-35 mm ☞ | 10 stk. |
| 41818N | - | Softima Tømbar Roll'Up Konveks Transp. midi 15-45 mm ☞ | 10 stk. |

Softima® TØMBAR

High Flow udløb med filter

Indikation

- Ønske om en stor tømbar pose
- Til brug ved 'High Output' tilstande, 3-6 ltr./døgn

Egenskaber

- 15 mm stort udløb
- Klæber velegnet til enzymrigt output
- Mulighed for tilslutning til High Flow Collector (2 ltr.)
- Effektivt og lækagefrit filter

Produktbeskrivelse

- Blomsterformet hydrokolloid klæber, opklipbar 15 – 76 mm
- Findes i en transparent og en beige udgave
- Effektivt og lækagefrit filter
- Rummer 770 ml
- Udløb 15 mm, opsamlingsposens studs går udover dette udløb, og reducerer dermed ikke udløbets størrelse



Ekstra propper kan rekvireres uden beregning hos Braun.

- ✓ Mulighed for tilslutning af opsamlingspose Flow Collector, 2 ltr.



| Varenr. beige pose | Varenr-transp. pose | Produkt navn: Softima® | Stk./æske |
|--------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------|
| 43970N | 43971N | Softima tømbar, 15-70mm, 15 mm udløb &C | 30 stk. |
| Varenr. | Slangelængde | Produkt navn: Flow Collector | Stk./æske |
| 039900N | 1,5 m | Flow Collector, 2 l | 15 stk. |
| 039901A | 1,5 m | Flow Collector, 2 l | 5 stk. |